



CMC
INGENIERIA MEDICA

BALANZA MECANICA ADULTO

**200 KG x 100 GR CON
TALLIMETRO 60 – 212 CM**

MARCA: DETECTO.

MODELO: 2391.

PROCEDENCIA: EE.UU.



APLICACIONES:

- Instrumento utilizado para el control del peso y talla.
- Puede ser utilizado en todos los servicios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Escala de medición tipo brazo con pesas corredizas.
- Plataforma sólida y estable, con cubierta de plástico antideslizante fácilmente extraíble para realizar una buena limpieza.
- Construida en acero recubierto con pintura epóxica.
- Lectura de peso por ambos lados del equipo.
- Escala de a la altura de los ojos, para fácil lectura.
- Mecanismo para puesta a cero.
- Tallímetro telescópico para fácil lectura en centímetros.
- Lectura del peso en kilogramos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parámetros de medición:
 - Peso: 0 - 200Kg.
 - Talla: 60 – 212 cm.

○ Precisión: 100gr.

- Tamaño de la plataforma: 27 cm ancho x 37 cm profundidad.
- Altura: 148 cm.
- Peso: 16.7 Kg.
- Certificado: ISO 9001:2000

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Tallímetro mecánico 60-212 cms.



www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681