



BÁSCULAS ProHealth MODELO D350 / D350K de DETECTO

El movimiento de precisión de esta báscula robusta de perfil bajo con visor redondo garantiza resultados precisos y el diseño con mucho color blanco y cromo le brinda un aspecto fresco y atemporal. La carcasa de acero con recubrimiento en polvo está construida para durar toda la vida. La zona para pisar sobre la plataforma de pesaje

es amplia y está cubierta con un material sintético de color negro, para una limpieza fácil y rápida. El diseño elegante y moderno de la báscula causa una buena impresión en cualquier habitación. Las características duraderas incluyen protección confiable contra la corrosión mediante un proceso de galvanización de los marcos y las piezas.



modelo D350

ESPECIFICACIONES DEL MODELO D350

CAPACIDAD	350 lb x 1 lb / 160 kg x 1 kg
DIMENSIONES (GENERALES):	13.25 in An x 20.25 in Pr x 4.5 in Al / 336 mm An x 514 mm Pr x 114 mm Al
DIMENSIONES (PLATAFORMA):	10.6 in An x 10.6 in Pr / 269 mm An x 269 mm Pr
DIÁMETRO DEL DIAL:	7 in / 178 mm
PESO DE ENVÍO:	17 lb / 8 kg



modelo D350K

ESPECIFICACIONES DEL MODELO D350K

CAPACIDAD	160 kg x 500 g
DIMENSIONES (GENERALES):	13.25 in An x 20.25 in Pr x 4.5 in Al / 336 mm An x 514 mm Pr x 114 mm Al
DIMENSIONES (PLATAFORMA):	10.6 in An x 10.6 in Pr / 269 mm An x 269 mm Pr
DIÁMETRO DEL DIAL:	7" / 178 mm
PESO DE ENVÍO:	17 lb / 8 kg

INGENIERIA MEDICA

MODELO D1130 / D1130K de DETECTO BÁSCULAS ProHealth

Diseño de perfil bajo y delgado, precio económico y alfombra vinílica antideslizante son algunas de las características de las básculas Detecto D1130 y D1130K, con rendimiento comprobado para clientes cuya prioridad es el presupuesto. Cuentan con un acabado esmaltado horneado en color blanco e indicadores personales y coloridos que

indican el peso de una persona o de toda la familia. El dial grande, de 7 pulgadas de diámetro, permite una lectura fácil incluso para las personas altas. Está diseñada para uso personal, para centros de actividad física y establecimientos de atención médica. Ambas versiones están disponibles: libras/kilogramos y kilogramos.



modelo D1130

ESPECIFICACIONES DEL MODELO D1130

CAPACIDAD	300 lb x 1 lb
DIMENSIONES (GENERALES):	12 in An x 16.75 in Pr x 2.5 in Al / 305 mm An x 425 mm Pr x 64 mm Al
DIMENSIONES (PLATAFORMA):	11.25 in An x 11.75 in Pr / 286 mm An x 298 mm Pr
DIÁMETRO DEL DIAL:	7" / 178 mm
PESO DE ENVÍO:	9 lb / 4 kg



modelo D1130K

D1130K SPECIFICATIONS

CAPACIDAD	130 kg x 500 g
DIMENSIONES (GENERALES):	12 in An x 16.75 in Pr x 2.5 in Al / 305 mm An x 425 mm Pr x 64 mm Al
DIMENSIONES (PLATAFORMA):	11.25 in An x 11.75 in Pr / 286 mm An x 298 mm Pr
DIÁMETRO DEL DIAL:	7" / 178 mm
PESO DE ENVÍO:	9 lb / 4 kg