



CMC
INGENIERIA MEDICA



SlimPRO

BÁSCULA MÉDICA BAJO PERFIL



Detecto
Modelo SlimPRO
Báscula Digital
de Bajo Perfil

La SlimPRO de DETECTO es una báscula digital de alta capacidad y bajo perfil para uso clínico o personal.

La plataforma extra-ancha fácilmente acomoda a pacientes de hasta 440 lb/200 kg.

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681

Delgada, Pesaje Médico de Bajo Perfil

Tal como lo indica su nombre, la SlimPRO de DETECTO es muy delgada con una altura de tan solo 1.4"/3 cm con un alto rendimiento, durabilidad y alta capacidad para uso de grado clínico.



Conectividad Serial RS232

La SlimPRO va un paso más allá que la competencia al ofrecer un puerto serial RS232 para conectividad con una impresora o PC. Esto permite que la SlimPRO transmita información de peso para un efectivo control del paciente. DETECTO ofrece un cable opcional para la transmisión de datos (imagen izq.). La SlimPRO puede estar conectada a una PC para que los datos en formato ASCII se transmitan automáticamente ante una señal estable de peso, o esta información puede ser transmitida a una impresora para la emisión de una etiqueta.



Cable Serial de Interface

DETECTO No. Parte 6600-1940

- Al conectarse a una impresora con conexión DB9, se requiere un cambio de género.
- Al conectarse a una PC, si la PC no lleva un puerto, se requerirá un conversor USB/DB9.



IMPRESORA P50

El modelo opcional de impresora térmica DETECTO P50 puede estar conectada a la SlimPRO a través del puerto RS232.

- Construcción plana la hace fácil de usar.
- No requiere ser encendida ni apagada – la báscula lo hace por usted.
- Indicador de batería para su mayor conveniencia.

www.cmcimgmedica.com
Línea de atención: 3112168427
Línea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

 **DETECTO®**
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.

AGARRADERA INTEGRADA



PLATAFORMA EXTRA ANCHA DE 17"/32 CM PARA PACIENTES PESADOS

La SlimPRO con superficie antiderrapante permite un pesaje seguro.

La báscula se enciende automáticamente al subirse el paciente y luego se apaga al retirarse.

El peso se mantiene en pantalla convenientemente por 5 segundos luego de pesarse.



USA BATERÍAS

La SlimPRO opera con 4 baterías AAA incluidas con la báscula. La función de encendido y apagado automático le ayuda a conservarlas.



PANTALLA LCD GRANDE

La pantalla grande de la SlimPRO con dígitos de 1.5" / 3.8 cm de alto son fácilmente visibles. Conveniente conversión de unidades de medida. www.cmcimgmedica.com
Línea de atención: 3112168427
Línea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681



PATAS DE NIVELACIÓN

La SlimPRO de DETECTO puede pesar con precisión hasta sobre una alfombra. Las patas especiales de nivelación le permiten usar la báscula sobre una variedad de superficies.



BÁSCULA MÉDICA BAJO PERFIL



Detecto
Modelo SlimPRO
Báscula Digital de
Bajo Perfil

Capacidad	440 lb x 0.2 lb / 200 kg x 100 g
Pantalla	Cuatro dígitos, siete segmentos en pantalla LCD con dígitos de 1.5" / 3.8 cm de alto
Área de Pantalla	3.15" W x 1.6" H / 8 cm An x 4 cm Alto
Dimensión	17" An x 14.5" L x 1.4" Alto / 43 cm An x 37 cm L x 3 cm Alto
Puerto de Conectividad	Salida serial RS232 (requiere cable de interface opcional No. Parte 6600-1940)
Poder	4 1.5V AAA baterías alcalinas (incluidas)
Construcción Cerramiento	Policarbonato
Unidades	Kilogramos, Libras
Funciones	Encendido/Apagado Automático / Indicador de Batería Baja
Código UPC	809161189001
Peso	5 lb / 2.3 kg



www.cmcimgmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681