



CMC
INGENIERIA MEDICA

seca robusta 813

Sabe cómo aligerar
tareas de peso.

Hoja de producto [**seca robusta 813**]

CMC
INGENIERIA MEDICA



- Reforzada con un sólido marco de acero. Para personas de hasta 200 kg de peso.
- Piessoportes de caucho antideslizantes. Para una posición segura.
- Gran pantalla LCD. Para una lectura fácil.
- Más de 165 años de experiencia. Para un máximo de precisión.
- Del líder mundial en tecnología médica de pesaje y medición.

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681

seca
Precisión para la salud

seca robusta 813:

La grandeza de aligerar tareas de peso.

Observe las amplias dimensiones de esta plataforma de pesaje, que ofrece una posición segura incluso para personas de gran estatura o de cuerpo muy voluminoso. Para aliviar el pesaje a las personas de dimensiones importantes.



La grandeza de ofrecer una gran plataforma.

Más y más personas pesan más. Para ellas, seca ha diseñado este sólido modelo: gracias a su robusto marco de acero soporta hasta 200 kilogramos y cumple fielmente con las tareas más exigentes a lo largo de muchos años. Además, ofrece un acceso sumamente cómodo, lo cual es una enorme ventaja para personas con problemas de movilidad.

La grandeza de la solidez con gusto refinado.

La plataforma de pesaje se ha recubierto con un material de dos componentes, de excelente calidad y con relieve, suave como el caucho y sumamente agradable al tacto. Al mismo tiempo, es sumamente resistente. De esta manera, cumple con dos condiciones esenciales: un pesaje agradable y una superficie fácil de limpiar, compatible con todos los agentes de limpieza y desinfectantes de uso comercial.

La grandeza de poner atención en los detalles.

El peso y el volumen del cuerpo no ocasionan problemas para pesarse en la seca robusta 813. Ni siquiera hace falta agacharse para ponerla en funcionamiento, gracias a su extraordinaria función "step off" (bajarse). Otro problema que presentan muchas básculas es la lectura del resultado. En esta pesa-personas, los valores registrados se pueden leer con toda comodidad, gracias a sus grandes dígitos de 29 milímetros en la pantalla LCD. Usted ya lo ve: una báscula seca aligera el peso de la vida, porque también cuida detalles muy valiosos.

seca robusta 813

Datos técnicos

- Capacidad: 200 kg / 440 lbs / 31 sts
- División: 100 g / 0,2 lbs
- Dimensiones (BxHxA): 433 x 47 x 373 mm
- Peso: 2,6 kg
- Funciones: "step off", Auto-HOLD, desconexión automática
- El suministro incluye: 4 pilas tipo AAA, 4 patas de ajuste para alfombras

Material de dos componentes de alta calidad y con relieve, suave como el caucho.



Grandes dígitos LCD. Para una lectura fácil.

www.cmcimgmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681