



CMC
INGENIERIA MEDICA

seca 856

Báscula electrónica para
órganos y pañales, con
cubierta de acero fino

Hoja de producto [**seca 856**]



- Alta seguridad gracias a la protección de la electrónica.
- Comprobación confiable del peso.
- Fácil de limpiar.
- Ahorro de energía gracias a la desconexión automática.

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681

seca[®]
Precisión para la salud

seca 856:

Precisión para la seguridad y la salud.

La medicina implica tareas de precisión. Los médicos y el personal especializado deben poder confiar en la precisión y funcionalidad de sus instrumentos de medición. En este sentido, la báscula para órganos y pañales seca 856 es una asistente perfecta. En muchas áreas de la medicina, es imprescindible poder comprobar el peso de órganos en forma confiable: así, el peso específico del órgano debe comprobarse, por ejemplo, con fines científicos en la patología o para la redacción de informes periciales en la medicina forense. En pediatría (y específicamente, en neonatología), el pesaje de los pañales usados permite comprobar con una exactitud por gramos la ingestión de alimentos, de importancia vital, de bebés prematuros y recién nacidos. Y en la cirugía estética y reconstructiva, la comprobación exacta del peso de órganos y tejidos incluso puede ser decisiva para el éxito de una intervención.

Alta seguridad gracias a la protección de la electrónica.

La báscula seca 856 es tan segura y fácil de cuidar como lo requiere su área de aplicación. La ligera elevación del sector de pantalla evita los ensuciamientos que podrían producirse por eventuales salidas de líquidos. Además, el sector de las baterías y las superficies de apoyo en la parte inferior están sellados de tal manera que no puedan penetrar líquidos en la báscula ni dañar la electrónica.

Comprobación confiable del peso neto.

Gracias a la función Pre-TARA, el peso específico de órganos o tejidos también se puede comprobar en forma fácil y confiable cuando están en un recipiente. Cuando esta función está activada, en un primer paso se comprueba el peso del recipiente, que queda guardado; a continuación, este peso se deduce automáticamente del último peso registrado.

Responde a las exigencias de higiene y economía.

La báscula seca 856 dispone de una superficie robusta de acero fino que se puede limpiar con facilidad, para cumplir con las severas exigencias de higiene que debe satisfacer un instrumento de tecnología médica. Además, el práctico funcionamiento con baterías permite colocar la báscula en cualquier sitio donde se la necesite. Y para asegurar un máximo rendimiento de la batería, la desconexión automática se ocupa de ahorrar energía.



La superficie de acero fino es muy robusta y se puede limpiar con facilidad.



seca 856

Datos técnicos

- Capacidad: 5 kg / 11 lbs
- División: 1 g < 3 kg > 2 g / 0.05 oz < 6.6 lbs > 0.1 oz
- Dimensiones (AxPxP): 265 x 53 x 265 mm / 10.4 x 2.1 x 10.4"
- Peso: 1.9 kg / 4.2 lbs
- Alimentación: pilas
- Funciones: TARA, Pre-TARA, HOLD, desconexión automática

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681