



CMC
INGENIERIA MEDICA

Equipo de Organos



Otoscopio e-scope® con iluminación directa con bombilla de vacío de 2,7 V (2500 K)

- Bombilla de vacío de 2,7V con ahorro de gastos.
- Apto para pruebas neumáticas.
- 3x lentes de aumento giratorias.
- Incluye espéculos desechables para el oído (5 x 2,5mm, 5 x 4mm).
- Oftalmoscopio e-scope® Incluye bombilla de vacío de 2,7 V
- Ruedecilla de lentes con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías).
- Ruedecilla de diafragma de fácil uso con seis ajustes diferentes (estrella para fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro exento de rojo, filtro azul, semicírculo)
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica
- Protección para gafas.
- Recorrido óptico paralelo.
- Protección contra polvo.
- Otoscopio y oftalmoscopio e-scope® en estuche de bolsillo que ahorra más espacio, incluyendo accesorios (espéculos para el oído).

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681