



CMC
INGENIERIA MEDICA

FONENDOSCOPIOS

GMD

OIS500

FONENDOSCOPIO

El Fonendoscopio OIS 500 cuenta con tubos auriculares fabricados en cobre y campana en aleación de zinc, incorpora una manguera en forma de "A", garantizando así una optima conductividad del sonido.

 Para estudiantes y profesionales de la salud	 ideal para obtención de sonidos corporales
 Campana robusta en aleación de zinc	 Olivas diseñadas para la estructura del oído
 Manguera en forma de "A"	 Óptima percepción de acústica
 Servicio al cliente	 Hasta 3 años de garantía

COLORES

 GMD30-DCK-ST20

 GMD30-DCK-T13



(*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

SKU - EAN 13	D01ID01145 - 7709594331561
Dimensiones caja master	54,7 cm x 40,9 cm x 26,2 cm
Cantidad por caja master	12 unidades
Peso neto caja master	9 kg
Peso bruto caja master	10 kg
Dimensión caja primaria	17,4 cm x 39,4 cm x 5,8 cm
Peso neto unidad	0,6 kg
Materiales	Tubos auriculares en cobre, campana en aleación de zinc y manguera en PVC.
Clasificación de riesgo	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2020DM-0022263
Temperatura de almacenamiento	[5 -55] °C
Humedad de almacenamiento	[10 - 90] % RH

GMD www.gmd.com.co

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168427
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681