




CMC
INGENIERIA MEDICA

FONENDOSCOPIOS GMD

OIS100S

FONENDOSCOPIO

El Fonendoscopio OIS 100S, cuenta con tubos auriculares elaborados en aluminio y campana en aleación de zinc, su manguera en forma de "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.

 Para estudiantes y profesionales de la salud	 ideal para obtención de sonidos corporales
 Campana de doble diafragma	 Olivas diseñadas para la estructura del oído
 Manguera en forma de "Y"	 Óptima percepción de acústica
 Servicio al cliente	 Hasta 3 años de garantía

COLORES



GMD30-RP1-ST12



GMD30-RP1-ST4



GMD30-RP1-ST3



GMD30-RP1-ST20



(*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

SKU	D01ID01148 - D01ID01158 - D01ID01147 - D01ID01153
Dimensiones caja master	67 cm x 62 cm x 23 cm
Cantidad por caja master	50 unidades
Peso neto caja master	18 kg
Peso bruto caja master	20 kg
Dimensión caja primaria	13,3 cm x 30,3 cm x 4,3 cm
Peso neto unidad	0,36 kg
Materiales	Tubos auriculares en aluminio, campana en aleación de zinc, manguera en PVC.
Clasificación de riesgo	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2020DM-0022263



www.gmd.com.co

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681