



CMC
INGENIERIA MEDICA

FONENDOSCOPIOS **GMD**

OIS300
FONENDOSCOPIO

El Fonendoscopio OIS 300, cuenta con tubos auriculares elaborados en aluminio y campana en acero inoxidable, su forma en "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.

 Para estudiantes y profesionales de la salud	 ideal para obtención de sonidos corporales
 Campana en acero inoxidable	 Olivas diseñadas para la estructura del oído
 Manguera en forma de "Y"	 Óptima percepción de acústica
 Servicio al cliente	 Hasta 3 años de garantía

COLORES

-  GMD30-DCJ-ST20
-  GMD30-DCJ-ST13

(*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

SKU	D01ID01184 - D01ID01185
Dimensiones caja master	67 cm x 62 cm x 23 cm
Cantidad por caja master	50 unidades
Peso neto caja master	13,5 kg
Peso bruto caja master	15 kg
Dimensión caja primaria	13,2 cm x 25,2 cm x 3,8 cm
Peso neto unidad	0,27 kg
Materiales	Tubos auriculares en aluminio, Campana en acero inoxidable, y manguera en PVC.
Clasificación de riesgo	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2020DM-0022263

GMD www.gmd.com.co

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168427
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

