


seca 210

Tallímetro portátil para
bebés y niños pequeños

CMC
INGENIERIA MEDICA



- Superficie robusta y fácil de limpiar, apta para desinfectantes de uso comercial.
- Para guardar en poco espacio, gracias a su colchoneta enrollable.

www.cmcingmedica.com
Línea de atención: 3112168427
Línea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

seca 210:

Los más adecuados para cada circunstancia son los que se usan con preferencia.

Las clínicas, los consultorios médicos y las instituciones sanitarias presentan diferentes situaciones y exigencias. Por eso, seca ofrece una amplia gama de productos pediátricos: desde el infantómetro hasta la colchoneta graduada, desde el tallímetro hasta la cinta para medir la circunferencia craneana, seca provee la solución adecuada para cada necesidad específica. Ya se trate de tareas móviles o estacionarias, en espacios amplios o reducidos, utilización permanente u ocasional. Sea como y donde fuere, siempre se realizarán con la renombrada calidad de seca, respondiendo en todo momento a máximas exigencias médicas.




Colchoneta suave al tacto, lavable y plegable.

La colchoneta graduada seca 210 es de una solución ligera, que requiere poco espacio y que permite medir la longitud de bebés y niños pequeños acostados, fácilmente y con precisión. La pieza fija de la cabeza y el tope deslizante para los pies simplifican su uso.

La superficie es muy fácil de cuidar y también muy robusta, ya que este material se puede limpiar con todos los desinfectantes de uso comercial.



La colchoneta graduada enrollable se puede guardar en espacios reducidos.



seca 210

Datos técnicos

- Alcance de medición: 10–99 cm, 10–99 cm / 4–39"
- División: 5 mm, 5 mm / 1/4"
- Dimensiones (AxAxP): 1,250 x 140 x 300 mm / 49.2 x 5.5 x 11.8"
- Dimensiones, enrollada (AxAxP): 120 x 140 x 300 mm / 4.7 x 5.5 x 11.8"
- Peso: 575 g / 1.3 lbs
- Con elementos para guardarlo en la pared

www.cmcimgmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681