



KIT DE ÓRGANOS Y SENTIDOS

KIT DE ÓRGANOS Y SENTIDOS CON FIBRA ÓPTICA GMD



*Aplica para el otoscopio

Kit de diagnóstico que cuenta con un otoscopio y oftalmoscopio, para examinar oídos y ojos respectivamente. Indispensable para realizar consulta médica y revisión general. Con su práctico estuche lo hace fácil de almacenar y transportar. Cuenta con dos bases y dos cabezales.

GMDKOS-2TF-100 2 Bases 2 cabezales



INGENIERIA MEDICA

COLORES:



Cantidad por caja máster 20 Unidades

OTOSCOPIO

Aumento de venta de visualización	3X
Tipo de iluminación	Fibra óptica
Tipo de bombillo	LED de 1.8 L
Base independiente	SI
Alimentación	2 x AA (NO INCLUIDAS)
Espéculos	8 (2 x 2.4, 3, 4, 5 mm)
Clasificación de riesgo	I (Riesgo bajo)
Registro sanitario	2019DM-0019649

OFTALMOSCOPIO

Tipo de iluminación	Iluminación directa
Tipo de bombillo	LED de 1.8 L
Aperturas	5 (Círculo grande, círculo pequeño, semi círculo, cruzado y filtro de luz roja)
Dioptrías	0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±8, ±10, ±15, ±20
Base independiente	SI
Alimentación	2 x AA (NO INCLUIDAS)
Clasificación de riesgo	I (Riesgo bajo)
Registro sanitario	2023DM-0027447