



# CMC

INGENIERIA MEDICA KIT FONENDO + TENSIÓMETRO COLORS

# COLORS

# GMD

DIAGNOSTIC

## KIT DE TENSIÓMETRO Y FONENDOSCOPIO RAPPAPORT ESTUCHE GMD COLORS

Este kit cuenta con un tensiómetro anerode y fonendoscopio para realizar toma de presión arterial y auscultaciones en general. Tiene además un diseño atractivo y está disponible en colores innovadores en su presentación de estuche. Resulta ideal para personal médico y estudiantil.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Para estudiantes y profesionales de la salud | <br>Manómetro de fácil lectura          |
| <br>Fonendoscopio Rappaport                      | <br>Manómetro resistente a golpes       |
| <br>Doble manguera para mejor acústica           | <br>Práctica maleta fabricada en nailon |
| <br>Servicio al cliente                        | <br><b>1 AÑO</b><br>DE GARANTÍA       |



|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GMD50-RP-ST3  |  GMD50-RP-ST13 |  GMD50-RP-ST17 |  GMD50-RP-ST20 |
|  GMD50-RP-ST9  |  GMD50-RP-ST15 |  GMD50-RP-ST18 |  GMD50-RP-T13  |
|  GMD50-RP-ST12 |  GMD50-RP-ST16 |  GMD50-RP-ST19 |  GMD50-RP-T14  |

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN 13 - SKU             | 7709462756618 - 7709951922760 - 7709594331585 - 7709594331530 - 7709594331592 - 7709594331554<br>D01ID06140 - D01ID06206 - 7709462756687 - D01ID06144 - 7709462756663 - D01ID06435 |
| Dimensiones caja master  | 48 cm X 44 cm X 39 cm                                                                                                                                                              |
| Cantidad por caja master | 30 unidades                                                                                                                                                                        |
| Peso neto caja master    | 19 kg                                                                                                                                                                              |
| Peso bruto caja master   | 20 kg                                                                                                                                                                              |
| Dimensión caja primaria  | 23 cm x 14 cm x 7 cm                                                                                                                                                               |
| Peso neto unidad         | 0,63 kg                                                                                                                                                                            |
| Material de la vejiga    | Látex                                                                                                                                                                              |
| Tipo de pera             | Látex con filtro                                                                                                                                                                   |
| Clasificación de riesgo  | clase I (riesgo bajo)                                                                                                                                                              |
| Registro Sanitario       | 2017DM-0016962                                                                                                                                                                     |



[www.gmd.com.co](http://www.gmd.com.co)

[www.cmcingmedica.com](http://www.cmcingmedica.com)  
Linea de atención: 3112168427  
Linea de atención: 3217832892  
Administración: 3137253681