



**CMC**  
**INGENIERIA MEDICA**

succionadores

## Succionadores



# SXT-5A

Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.  
Con control regulable de flujo.  
Posee protección de sobreflujo.  
Recipiente de secreciones de 1 Litro.  
Material plástico transparente autoclavable.

[www.cmcingmedica.com](http://www.cmcingmedica.com)  
Linea de atención: 3112168427  
Linea de atención: 3217832892  
Administración: 3137253681

# SXT-5A

succionadores

## Especificaciones Técnicas

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Maximo Vacio:             | 600mmHg                |
| Rango de Vacio:           | 150mmHg - 600mmHg      |
| Velocidad de Flujo:       | 22 L / Min.            |
| Nivel de Ruido:           | < ó igual a 60dB       |
| Capacidad del recipiente: | 1000mLtr.              |
| Peso: Peso Neto:          | 4.0 Kg                 |
| Dimensiones:              | 21Cm x 14Cm x 30Cm.    |
| Suministro de Poder:      | AC 110 V +/- 10%, 60Hz |
| Potencia de Entrada:      | 110VA                  |

### Accesorios Incluidos:

Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión, manual de usuario.