



CMC
INGENIERIA MEDICA

succionadores

Succionadores

INGE



CA

YX930D

Bomba Libre de Aceite.
Alta Velocidad de Flujo.
Bajo Nivel de Contaminación.
2500 ml x 2 de capacidad.
Desinfección del material de los frascos:
Sumersión en solución desinfectante.

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168427
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

YX930D

succionadores

Especificaciones Técnicas

Máximo vacío:	Mayor o igual a - 0.09 Mpa (-680 mmHg)
Flujo de aire libre:	Mayor o igual a 40 L/min
Capacidad de las botellas:	2500 ml x 2
Intervalo de vacío ajustable:	0.02 a - 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
Nivel de ruido:	Menor o igual a 60 dB (a)
Potencia de entrada:	250 VA
Fuente de alimentación:	110 VAC / 60 Hz
Sistema de trabajo:	Operación continua hasta 30 min aprox o trabajo intermitente.
Dimensiones:	(mm) 360 x 320 x 830
Peso neto:	20 kg

Accesorios Incluidos:

Cánula de succión para cavidad abdominal, manguera de succión,
Filtro de aire, fusible, pedal, manual.