

seca 206

Cinta métrica enrollable de pared



- Mecanismo de enrollado, para espacios reducidos.
- Fácil lectura del resultado de medición a través del indicador.
- Cinta metálica de alta durabilidad.

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681

seca 206:

Cuando la calidad es buena,
también son correctos los resultados.

Tallímetros, estadiómetros o cintas para medir circunferencias son instrumentos relativamente sencillos para las tareas sanitarias. Pero pese a ello, deben satisfacer máximas exigencias clínicas. Ya se trate de tareas móviles o estacionarias, en espacios amplios o reducidos, utilización permanente u ocasional. Sea como y donde fuere, siempre se realizarán con la renombrada calidad de seca. Una calidad realmente perceptible: en instrumentos que no se distorsionan en muchos años y con topes para la cabeza que se deslizan suavemente en todo momento, garantizando una y otra vez resultados precisos.

Esta solución para espacios reducidos posee un mecanismo de enrollado automático.

La cinta métrica enrollable seca 206 de pared. Se fija en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el cabezal y permite una fácil lectura de la altura. La cinta está fabricada en metal que le confiere durabilidad.

El montaje en la pared de esta cinta métrica con enrollado automático requiere poco espacio.



seca 206

Datos técnicos

- Alcance de medición:
0 – 220 cm / 0 – 87"
- División: 1 mm / 1/8"
- Dimensiones (AxAxP):
125 x 125 x 173 mm / 4,9 x 4,9 x 6,8"
- Peso: 202 g / 0.4 lbs

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681