

seca 334

Pesabebés electrónica portátil



- Con función Breast Milk Intake (BMIF).
- Manuable y ligera, ofrece gran flexibilidad para el uso diario en la medicina.
- Bandeja confortable.
- Gran pantalla LCD de fácil lectura.
- Resultados confiables gracias a la amortiguación automática.
- Opcional: con estadímetro seca 232.

www.cmcingmedica.com
Línea de atención: 3112168427
Línea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

seca 334:

Pesabebés portátiles con amortiguación de movimiento.

La tecnología moderna sólo sirve cuando responde a las exigencias del día a día. Por eso, la pesabebés electrónica seca 334 ofrece las prestaciones necesarias para aliviar la tarea en consultorios médicos y hospitales. Fácil de usar, portátil y con larga vida útil, reúne todas las condiciones para ser la báscula pediátrica ideal.

Manuable y ligera, ofrece gran flexibilidad para el uso diario en la medicina.

Con un peso de sólo 2.8 kg, esta báscula es un verdadero peso pluma en su categoría. El asa lateral integrada facilita su transporte y la forma plana de la báscula permite guardarla en espacios reducidos; por ejemplo, en el cajón del cambiador de pañales. Como complemento, el maletín opcional seca 428 ofrece la protección ideal para el transporte seguro.



Manejo cómodo, gracias a las generosas dimensiones de la bandeja y la buena legibilidad de la pantalla LCD.

La cómoda bandeja extragrande de la báscula seca 334 ofrece un amplio confort; los bebés se sienten contenidos y resguardados. También facilita el pesaje de bebés más grandes o de niños pequeños sentados. El peso registrado se lee fácilmente en la pantalla LCD iluminada, que retiene la indicación durante dos minutos. La desconexión automática asegura y garantiza el ahorro de energía. La función Breast Milk Intake (BMIF) permite comprobar la cantidad de leche materna ingerida por el lactante: con sólo pulsar una tecla, se puede guardar el peso del bebé antes de la lactancia; en un segundo pesaje, realizado después de la ingestión de leche materna, este primer peso registrado se restará del peso actual.



Estadímetro opcional, para pesar y medir en una sola operación.



Resultados confiables gracias a la amortiguación automática.

Precisión absoluta en cualquier situación: equipada con una tecnología de pesaje sumamente sensible y con la amortiguación especial desarrollada en los talleres seca, la exactitud de los resultados es una prestación sobreentendida de la pesabebés seca 334, aun cuando el bebé esté inquieto.

Opcional con estadímetro 232.

Con el montaje del estadímetro opcional seca 232, la pesabebés seca 334 se convierte en una estación combinada que permite ahorrar tiempo y esfuerzos, realizando la medición y el pesaje en una sola operación.

seca 334

Datos técnicos

- Capacidad: 20 kg / 44 lbs
- División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
- Dimensiones (AxAxP): 638 x 105 x 300 mm / 25.1 x 4.1 x 11.8"
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 595 x 50 x 255 mm / 23.4 x 2 x 10"
- Peso: 2.8 kg / 6.2 lbs
- Alimentación: Pilas/red eléctrica opcional
- Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: Tallímetro seca 232, tope de cabeza seca 419, adaptador para red eléctrica seca 447, adaptador de corriente seca 400, maletín de transporte seca 428

www.cmcimgmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681