



**CMC**  
**INGENIERIA MEDICA**

**GMD**

## TENSIÓMETROS

### TENSIÓMETRO CLASSIC GMD

Su mecanismo interno debidamente ajustado ofrece al profesional de la salud una medición de la presión arterial confiable y precisa para realizar un diagnóstico idóneo. Está fabricado con materiales resistentes que proporcionan más ciclos de uso.



#### COLORES



|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                      | D01ID02241 - D01ID02242 - D01ID02243 - D01ID02230 - D01ID02231 - D01ID02232 - D01ID02229 - D01ID02260<br>D01ID02233 - D01ID02228 |
| Dimensiones caja master  | 57cm x 38 cm x 39 cm                                                                                                             |
| Cantidad por caja master | 50 unidades                                                                                                                      |
| Peso neto caja master    | 19 kg                                                                                                                            |
| Peso bruto caja master   | 19,5 kg                                                                                                                          |
| Dimensión caja primaria  | 18,5 cm x 11 cm x 7,5 cm                                                                                                         |
| Peso neto unidad         | 0,38 kg                                                                                                                          |
| Largo del brazalete      | Pera - vejiga 48 cm / manómetro - tubo vejiga 48 cm                                                                              |
| Diámetro del manómetro   | 5,3 cm                                                                                                                           |
| Diámetro del dial        | 4,6 cm                                                                                                                           |
| Alcance medición presión | 0 - 300 mmhg                                                                                                                     |
| Clasificación de riesgo  | clase I (riesgo bajo)                                                                                                            |
| Registro Sanitario       | 2020DM-0021211 - 2017DM-0015978 - 2017DM-0016962                                                                                 |

**GMD** [www.gmd.com.co](http://www.gmd.com.co)

[www.cmcingmedica.com](http://www.cmcingmedica.com)  
Linea de atención: 3112168427  
Linea de atención: 3217832892  
Administración: 3137253681