



CMC
INGENIERIA MEDICA

GMD

TERMÓMETROS DIGITALES

Con su punta flexible que lo hace más funcional al momento de tomar la temperatura corporal, este termómetro digital asegura lecturas fáciles y precisas con su pantalla LCD. Su mecanismo resistente al agua permite lavarlo y desinfectarlo fácilmente. Apto para uso veterinario y hospitalario.



GMD-FD-33



EAN13	7709641262039
Dimensiones caja master	53,5 cm x 38,5 cm x 38 cm
Cantidad por caja master	300 unidades
Peso neto caja master	11,2 kg
Peso bruto caja master	13,9 kg
Dimensión caja primaria	17,5 cm x 5,5 cm x 2 cm
Peso neto unidad	0,373 kg
Dimensiones del producto	13,9 cm x 2,7 cm x 1,2 cm
Tamaño del LCD	21,6 mm x 7,9 mm
Baterías	(LR41, SR41, UCC 392) 1,5 V
Exactitud	"± 0,1 °C en el rango normal por debajo de 35,5 °C y por encima de 42 °C: ± 0,2 °C"
Rango	[32,0 - 42,9] °C
Registro Sanitario	2021DM-0024708

GMD www.gmd.com.co

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168427
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681