CMC
INGENIERIA MEDICA

FICHA TECNICA

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED REF: 777-SM2XXX CON ILUMINACION LED, MARCA: WELCH ALLYN – HILLROM - BAXTER

· Ayuda a reducir los costos de su centro con un producto de consumo
energético menor al Transformador de pared 767
· Ayuda a mejorar el flujo de trabajo y ahorrar energía con mangos de
encendido/apagado automático
· Sin interruptores de encendido/apagado, lo cual reduce el contacto y
ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada



COMPUESTO DE:

- TRANSFORMADOR DE PARED, DE 3.5 V. REF: 77710, SUMINISTRADO CON
DOS CORDONES EN ESPIRAL, MANGOS Y CABLE ELECTRICO A 110 V. 60 Hz.

OFTALMOSCOPIO REF: 11720-L

- CON SISTEMA OPTICO COAXIAL DE 3.5 V.
- FILTRO POLARIZADO LINEAL CRUZADO,
- FILTRO LIBRE DE ROJO.
- 15 COMBINACIONES DE ABERTURA POSIBLES
- OPTICA SELLADA.
- FILTRO AZUL COBALTO
- BOMBILLO 04900-LED

OTOSCOPIO BASICO MACROVIEW ILUMINACION LED REF: 238-2

- CAMPO DE VISION MAS AMPLIO DE 20X
- PUERTO DE INSUFLACION PARA UNA OTOSCOPIA NEUMATICA
MAS EFECTIVA
- AREA DE VISUALIZACION 3 VECES MAS GRANDE QUE LOS OTOSCOPIOS CONVENCIONALES
- COMBINA EL OTOSOCPIO MACROVIEW CON LOS ESPECULOS DESECHABLES LUMIVIEW CLEAR
DE WELCH ALLYN PARA OBTENER IMÁGENES MAS BRILLANTES

NOTA: EL EQUIPO TIENE UN (1) AÑO DE GARANTIA

Hillrom™




DÉJANOS CAMBIAR TU PUNTO DE VISTA

OTOSCOPIO MACROVIEW® PLUS DE WELCH ALLYN®

- Iluminación LED duradera
- Capacidad digital para capturar y compartir imágenes
- Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn
- Cinco años de garantía*

ÁREA DE VISUALIZACIÓN 3 VECES MÁS GRANDE



Otoscopio Convencional

Otoscopio MacroView® Plus de Welch Allyn

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168447
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

* solamente para el modelo MacroView Plus.

Hillrom™




ECHA UN VISTAZO AL VALOR AÑADIDO DE MACROVIEW PLUS

Asocia el otoscopio MacroView con el espéculo de oído transparente de un solo uso LumiView™ de Welch Allyn para obtener una visión más luminosa





Guarda y comparte imágenes del oído con el dispositivo MacroView Plus cuando esté asociado con nuestras aplicaciones iExaminer® SmartBracket™ e iExaminer Pro App.



El nuevo mango de alimentación de ion litio Plus mejora los dos otoscopios MacroView, ya que, a diferencia de las bombillas halógenas, mantiene la iluminación durante la carga de batería sin cambiar de color cuando se atenúa.


INGENIERIA MEDICA

Otoscopios de Welch Allyn



	250-2	238-2	238-3
Modelo	Convencional	MacroView Estandár	MacroView Plus
Garantía	1 año	1 año	5 años
Campo de visión más amplio	—	20X	20X
Diseñado con DuraShock	—	Sí	Sí
Digital	—	—	Sí

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168427
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681



Oftalmoscopios Welch Allyn

Tecnología de excelencia para un rendimiento en el que puede confiar.

Desde que inventó el primer oftalmoscopio portátil de iluminación directa en 1915, Welch Allyn ha liderado la innovación en oftalmoscopía. Desde nuestro Pocket Junior, cómodo y compacto, hasta la innovadora óptica del oftalmoscopio PanOptic™ que permite un campo de visión 5 veces más amplio que el oftalmoscopio estándar. Los oftalmoscopios Welch Allyn se ha ganado una reputación internacional por utilizar las últimas tecnologías que permiten un rendimiento confiable y ayuda a que vea más pacientes, realice diagnósticos mejor informado, además de ofrecer un mejor servicio.

- Líder mundial en oftalmoscopios e instrumentos de diagnóstico
- Gama completa de tecnologías tradicionales e innovadoras en una amplia variedad de formas y tamaños que se ajustan a sus necesidades
- Lámparas LED de repuesto disponibles que mantienen la sensación de la luz halógena mientras ofrecen la durabilidad y el rendimiento de la tecnología LED
- Disponibles en formato independiente, con fuente de energía o en un conjunto de diagnóstico completo

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168427
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

Oftalmoscopios Welch Allyn y fuentes de energía: Especificaciones

	 OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR	 OFTALMOSCOPIO COAXIAL	 OFTALMOSCOPIO AUTOSTEP® COAXIAL	 COAXIAL-PLUS PRESTIGE	 OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™	 OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™ CON FILTRO AZUL COBALTO Y LENTE DE VISUALIZACIÓN DE LA CÓRNEA	 OFTALMOSCOPIO POCKET JUNIOR	 OFTALMOSCOPIO POCKETSCOPE™	 OFTALMOSCOPIO POCKETSCOPE™
	11710	11720	11730	11735	11810	11820	12850	12820	12800
LUZ	Halógena	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	Halógena	Halógena	Halógena
ENERGÍA	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V
ESPEJO/ÓPTICA	Estándar	Coaxial	Coaxial	Coaxial	Axial PointSource™	Axial PointSource™	Estándar	Estándar	Estándar
APERTURAS	6	6	6	6	5	4	6	6	6
FILTROS	1	3	3	4	1	2	2	2	2
LENTES	28	28	68	68	No	No	48	48	48
DIOPTRÍAS	Rango: +40 a -25	Rango: +40 a -25	Rango: +30 a -30	Rango: +30 a -30	Rango: -20 a +20	Rango: -20 a +20	Rango: -25 a +22	Rango: -25 a +22	Rango: -25 a +22
DIAL DE ENFOQUE	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No
ACTUALIZACIÓN DE LED	No	04900-LED	04900-LED	04900-LED	03800-LED	03800-LED	No	No	No
FOCO	03000-U	04900-U	04900-U	04900-U	03800-U	03800-U	03900-U	03900-U	03900-U
BATERÍAS	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	2 AA	2 AA	NiCa (recargable)
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

Fuentes de energía

	 71900*	 71000-A*	 71000-C*	 76710*	 71140
TIPO DE BATERÍA	lón de litio	Níquel cadmio	Níquel cadmio	N/A	N/A
ENERGÍA	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V
TIEMPO DE USO	120 minutos	60 minutos	60 minutos	Alimentación de CA	Alimentación de CA
BATERÍA CON MEMORIA	No	Sí	Sí	N/A	N/A
RECARGABLE	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
BATERÍAS ALCALINAS TIPO C	No	No	Sí	N/A	N/A
120 V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
BATERÍA	71960	72300	72300	N/A	N/A
INDICADOR DE BAJA ENERGÍA	Sí	No	No	N/A	N/A
MATERIAL DEL MANGO	Resina Cycology®	Cromado (bronce)	Cromado (bronce)		
OPCIÓN DE CARGADOR DE ESCRITORIO	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
TERMINADO	Negro/Liso	Corrugada	Corrugada	N/A	N/A
CONVERTIBLE	No	Sí*	Sí*	N/A	N/A
CONTROL DE INTENSIDAD DE LA LUZ	Sí	Sí	Sí	Sí	N/A
SISTEMA DE INTEGRACIÓN DEL CABEZAL	Giro	Giro	Giro	Giro	N/A

**Se puede adjuntar cualquier cabezal de 3,5 V*

Para obtener más información sobre estos y otros productos de Welch Allyn, visítenos en línea en www.welchallyn.com.

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168427
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

Hillrom™



INGENIERIA MEDICA



EXAMINA EL PODER DIGITAL

OFTALMOSCOPIOS PANOPTIC™ DE WELCH ALLYN

- Iluminación LED larga y duradera
- Visión 20 veces más grande que en los oftalmoscopios estándar
- Ruedas de enfoque familiares y aperturas estándar incluidas

www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681





MIRA DE CERCA EL VALOR QUE APORTA EL PANOPTIC PLUS

1 Agrega el iExaminer Smartbracket de Welch Allyn y transforma el examen óptico para capturar fotos.

2 La tecnología de alineación ocular te ayuda a dirigir la mirada del paciente para un mejor ingreso en el ojo.

3 Ambos cabezales del PanOptic están optimizados para su uso con el nuevo mango de iones de litio Plus Power, que se mantiene brillante durante la vida útil de una carga de batería sin cambiar de color al atenuarse, a diferencia de las lámparas halógenas.

Oftalmoscopios Welch Allyn

	 11720-L	 118-2	 118-3
Tipo	Convencional	PanOptic Estándar	PanOptic Plus
Garantía	1 año	1 año	5 años
Mayor campo de visión	—	20X	20X
Diseñado con DuraShock	—	Sí	Sí
Tecnología de alineación ocular	—	—	Sí
Con capacidad digital	—	—	Sí



www.cmcingmedica.com
Linea de atención: 3112168427
Linea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681